

BIO LIMP



ÁGUA SANITÁRIA

AGUALIM

DESCRIÇÃO:

AGUALIM é um produto líquido, composto por solução de hipoclorito de sódio a 2,5%.

De fácil dissolução e enxágue, possui alta umectação, detergência e excelente poder de remoção de gorduras. Além de não atacar superfícies pintadas, metais, plásticos ou madeiras, remove facilmente sujidades de natureza arenosa. Não contém perfume e não deixa odor objetável.

Apresenta excelente ação bactericida na desinfecção dos alimentos.*

INDICAÇÕES DE USO:

- ✓ Alvejamento de roupas, limpeza e desinfecção de superfícies em geral e desinfecção de alimentos.

INSTRUÇÕES DE USO:

Para desinfecção de vasos sanitários, ralos, pias e recipientes para lixo: Aplique o produto puro e deixe agir por 10 minutos.

Para limpeza de pisos, azulejos e superfície laváveis: Utilize 1L em 5L de água.

Para limpeza de vidros, louças, porcelanas, mármore, plásticos e cerâmicas: Utilize 75ml em 1L de água, limpe os objetos com esponja ou pano e depois enxágue.

Para remoção de manchas difíceis em roupas: Adicione 100ml do produto para cada 5L de água, deixando a roupa de molho por 10 minutos.

Para desinfecção de frutas, verduras e legumes: Misture 1 colher de sopa em 1L de água.

- ! Não utilize em tecidos de lã, sede, laycra, couro e roupas coloridas.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS



A 1L (x12 un.) 2L (x6 un.) 5L (x4 un.) 20L (x1 un.) 50L (x1 un.)

ORIENTAÇÕES DE MANUSEIO

- ! Evitar contato direto com o produto
- ! Evitar a inalação do produto
- ! Lavar e secar as mãos após o manuseio

! Recomenda-se a utilização de E.P.I.'s durante a preparação e aplicação da solução (luvas, máscara, óculos, botas emborrachadas e avental vinílico).

ORIENTAÇÕES DE ARMAZENAMENTO

- ! Manter em local fresco e arejado

* Frente às cepas de Salmonella choleraesuis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Enterococcus faecium.